

ELPHA III 3000

Ny vej til ny styrke
- den ultimative nerve-
og muskelstimulator

- Kroniske og akutte smerter
- Muskelspændinger
- Forebyggelse af atrofi og spasmer
- Genoptræning efter arbejds- og sportsskader
- Sportstræning



Fordele ved ELPHA II 3000:

- Pålideligt apparat
- Enkel, brugervenlig betjening
- Effektiv og behagelig stimulation
- Lysindikator for aktiv stimulation
- Automatisk selvtest af funktionerne
- Maksimal sikkerhed med elektrodealarm og låsefunktion
- Individuelle programmer og indstillingsmuligheder
- Kontrolfunktion af behandlingsforløb (ET)
- Gentagefunktion til gentagelse af behandling (RSP)
- Veldokumenteret og gennemtestet som alle andre løsninger fra Danmeter

ELPHA II 3000 leveres i en praktisk og rengøringsvenlig kuffert med udførlig betjeningsvejledning. Det valgte standardtilbehør har samme høje kvalitet som apparatet selv: 1 stk. 9V Alkaline batteri, 2 elektrodekabler og 4 stk. selvklæbende elektroder.



Unik hjælp til
afspænding
og smerte-
lindring



Smertelindring

Effektfuld
muskeltræner



Muskelopbygning

Hurtig gen-
optræning af
beskadigede
muskler



Genoptræning



danmeter

Danmeter A/S
E-mail: info@danmeter.dk
www.danmeter.dk

CE 0543

Forhandler

BIOFINA a/s
Kalørvej 165 - 5210 Odense NV
Tlf. 65 94 10 33 - Fax 65 94 16 81
mail@biofina.dk - www.biofina.dk

 danmeter

Én løsning, mange muligheder

ELPHA II 3000 - smertelindring og muskelgenoptræning i et og samme apparat

ELPHA II 3000 er en elektrisk stimulator til smertelindring og muskelgenoptræning.

4 elektroder og 6 stimulationsformer på 2 uafhængige kanaler, men i ét og samme apparat, giver et bredt spektrum af behandlingsmuligheder. De enkelte programmer er samtidig udviklet i et tæt samarbejde med både brugere og eksperter inden for områderne smertebehandling og genoptræning af muskler.

ELPHA II 3000 har et elegant design, der ligefrem udstråler brugervenlighed og pålidelighed. Et enkelt tryk på "tænd"-knappen

og behandlingen er i gang. Det er brugeren selv, der definerer stimulationens styrke.


Omvendt er brugeren ikke låst fast i de på forhånd indstillede stimulationer. Alle programmerne kan tværtimod indstilles individuelt. Samtidig gemmer apparatet automatisk alle de individuelle indstillinger.

Behandlinger med elektroterapi er helt uden bivirkninger eller ubehag. Tværtimod øger de brugerens livskvalitet. For uanset om det handler om afspænding eller genoptræning, så er ELPHA II 3000 en ny vej til ny styrke. ELPHA II 3000 er et bærbart apparat, der kan benyttes til behandling derhjemme eller på klinik.



Smertelindring

Lad Elpha II 3000 lindre dine smærter



Muskelopbygning

Supplér muskeltræningen med en afstressende elektroterapi



Genoptræning

Brug elektrostimulation som supplement i genoptræningen

Effektiv genoptræning og genopbygning

Muskelgenoptræning

Elektrisk muskelstimulation er en enkel behandlingsform. Ikke mindst via Danmeters løsninger, der giver både professionelle og private brugere mulighed for at inddrage et effektivt element i deres muskeltræning. ELPHA II 3000 er et fantastisk supplement til den ordinære genoptræning af svække eller spastiske muskler, til genopbygning af muskelstyrke efter

f.eks. sportsskader samt til forstærkning af muskelstyrke og smidighed.

Muskelstimulationen for begge kanaler kan synkroniseres til at frembringe en sammenhængende bevægelse. Det giver f.eks. mulighed for en samtidig behandling af både lärmuskel og lægmuskel.

ELPHA II 3000 råder over 3 forudindstillede muskelprogrammer, der dækker hele behandlingsspektret.

Impulser og endorfiner i omløb

Smertelindring

De impulser, ELPHA-apparatet giver kroppen, kaldes transkutan elektrisk nervestimulation (TENS). TENS er elektriske impulser, der påvirker nervesystemet positivt ved at forstyrre smertesignalets vej til hjernen.

Dén påvirkning "forvirrer" kroppen og smerten, hvorved der sker en umiddelbar lindring af lokale, akutte og kroniske smærter.

Elektrisk nervestimulation med BURST består af en impulsgruppe, hvor en samlet mængde hurtige impulser gentages med intervaller. Det giver ikke kun en lindring af de lokale og akutte smærter, men også af de generelle, kroniske smærter. Ved denne metode inddrages nervesyste-

mets egne mekanismer til at frigøre kroppens naturlige smertedæmpere, endorfinerne.

ELPHA II 3000 har to TENS-programmer og et BURST-program, der giver præcis disse former for smerteterapi.

| | Indikationer for TENS: |
|---|---|
| P1 – TENS | Muskel- og ledsmærter, post-operative smærter, seneskede-hindebetændelse, fibromyalgi, tilbagevendende smærter m.v. |
| P2 – Moduleret TENS med minimal tilvænningseffekt | |
| | Indikationer for BURST: |
| P3 – BURST | Dyberegående smærter, sclerose, ischias, rygsmærter, fibromyalgi, tinnitus, kredsløbsforstyrrelser, sårheling |



1 klik, reguler styrken og du er igang



Nem og enkel enhåndsbetjening

| | Indikationer: |
|---|---|
| P4 – muskelgenoptræning med lav frekvens og kort behandlingstid | Svækket muskulatur, atrofi, udtrætning, spasmer |
| P5 – muskelgenoptræning baseret på aktivering af de bevægelige muskler | Genopbygning af muskelstyrke, sports-skader |
| P6 – muskelgenoptræning, baseret på kraftfulde intervaller ved høj styrke | Sportstræning, fitness, spændstighed |

